



Electrodo de pH con Micro Bulbo y Conector BNC + Pin – HI1083P

Description

Hanna Instruments ofrece una amplia variedad de electrodos de pH diseñados para muchas aplicaciones diferentes. El tipo de vidrio utilizado para detectar el pH, la forma del bulbo, el material del cuerpo, el tipo de unión, el tipo de referencia y el electrolito utilizados son solo algunas de las consideraciones de diseño.

El HI1083P utiliza vidrio de propósito general (GP), micro bulbo, cuerpo de vidrio y unión abierta con electrolito en gel de viscoleno.

FormulaciÃ³n de Vidrio de Uso General

El vidrio de uso general (GP), como su nombre lo indica, es una formulación de vidrio estándar que se usa para uso general. Un electrodo de pH con vidrio GP tendrá una resistencia de 100 megaohmios a 25°C y es adecuado para medir el pH de muestras que están a temperatura ambiente. El HI1083P es adecuado para ser utilizado con muestras que miden de 0 a 50°C.

Micro Bulbo

El dise \tilde{A} ±o de micro bulbo de 3 mm permite la medici \tilde{A} ³n en muestras de menos de 100 $\hat{A}\mu L$. El peque \tilde{A} ±o di \tilde{A} ¡metro de la sonda permite medir el pH en placas de 96 pocillos.

Cuerpo de Vidrio



El cuerpo de vidrio es ideal para uso en laboratorio. El vidrio es resistente a muchos productos quÃmicos agresivos y se limpia fácilmente. El cuerpo de vidrio también permite una rápida transferencia de calor al electrolito de referencia interno. El mV generado por la celda de referencia depende de la temperatura. Cuanto más rápido el electrodo alcanza el equilibrio, más estable es el potencial de referencia.

Referencia de UniÃ3n Abierta

Las proteÃnas y los sólidos suspendidos obstruirán una unión de referencia cerámica convencional. Esta obstrucción impedirá el circuito de medición entre el electrodo indicador y la referencia interna, lo que resultará en un tiempo de respuesta más lento, lecturas erráticas y reemplazo frecuente de electrodos. El diseño de unión abierta consiste en una interfaz de gel sólido (viscoleno) entre la muestra y la referencia interna de Ag / AgCl. Esta interfaz no solo evita que la plata ingrese a la muestra, sino que también la hace impermeable a la obstrucción, lo que resulta en una respuesta rápida y lecturas estables.

Conector BNC + Pin

El HI1053P tiene un conector BNC y pin. El conector BNC es universal, ya que se puede usar en cualquier medidor de pH que tenga la entrada de sonda BNC hembra. El conector pin se usa para habilitar la función CAL Check en los siguientes medidores de pH de sobremesa; HI122, HI123, HI221, HI222, HI223, HI2221, HI2222 y HI2223.

Especificaciones

Código HI1083P

Descripción Electrodo de pH de combinación con microbulbo para muestras pequeñas

Referencia doble, Ag/AgCl

UniónabiertaElectrolitoviscolenoPresión máx.0.1 barIntervalopH: 0 a 13

Temperatura de operaciÃ3n recomendada 0 a 50°C (32 a 122°F) - GP

Punta / forma esférica (dia: 3 mm)

Sensor de temperatura no Amplificador no

Material del cuerpo vidrio â€" GP

Cable coaxial; 1 m (3.3')

Uso recomendado biotecnologÃa, muestras < 100 ÂμL

Conector BNC pin*

Nota especial * Para medidores de pH meters con el sistema CAL Check