



Electrodo de pH Rellenable para Matraz con Conector BNC – HI1331B

Description

Hanna Instruments ofrece una amplia variedad de electrodos de pH dise?ados para muchas aplicaciones diferentes. El tipo de vidrio utilizado para detectar el pH, la forma del bulbo, el material del cuerpo, el tipo de uni?n, el tipo de referencia y el electrolito utilizado son solo algunas de las consideraciones de dise?o.

El HI1331B utiliza vidrio de prop?sito general (GP), bulbo esf?rico, cuerpo de vidrio, uni?n de cer?mica simple y es rellenable con KCl 3.5 M + AgCl.

Formulaci?n de Vidrio de Uso General

La medici?n del pH a temperaturas muy altas es perjudicial para el bulbo de vidrio sensible y acortar? su vida ?til. Un electrodo de pH con vidrio de uso general (GP) tendr? una resistencia de 100 megaohmios a 25°C, mientras que la resistencia del vidrio LT es alrededor de 50 megaohmios a 25°C. A medida que la temperatura del vidrio disminuye en la muestra, la resistencia del vidrio LT se acercar? a la del vidrio GP. Si usa vidrio GP, la resistencia aumentar?a por encima del rango ?ptimo, lo que dar?a como resultado una mayor impedancia y finalmente afectar?a la medici?n. El HI1331B es adecuado para ser utilizado con muestras que miden de 0 a 70°C.

Bulbo Esf?rico

El bulbo esf?rico es para uso general. Otras formas de puntas disponibles incluyen c?nica para penetraci?n y punta plana para mediciones de superficie.

Cuerpo de Vidrio

El cuerpo de vidrio es ideal para uso en laboratorio. El vidrio es resistente a muchos productos qu?micos agresivos y se limpia f?cilmente. El cuerpo de vidrio tambi?n permite una r?pida transferencia de calor al electrolito de referencia interno. El voltaje generado por la celda de referencia depende de la temperatura. Cuanto m?s r?pido el electrodo alcanza el equilibrio, m?s estable es el potencial de referencia.

Uni?n de Cer?mica Simple

La unión externa de un electrodo, también conocida como puente de sal, es un componente necesario del circuito eléctrico. El movimiento de los iones debe fluir a través de la unión para una lectura constante. La referencia exterior tiene una sola fritada de cerámica. La cerámica es un material poroso que se fusiona físicamente con el cuerpo de vidrio y tiene un coeficiente de expansión similar. Una sola unión de cerámica tiene un flujo de 15-20 µL/hora. Otros tipos de uniones están disponibles con flujos más altos y están hechos con diferentes materiales.

Rellenable

La HI1331B es una sonda rellenable. Como se trata de un electrodo de pH de unión simple, la solución de llenado es el HI7071 KCl 3.5 M + AgCl. Si usa un electrodo de pH rellenable, se debe quitar la tapa de llenado antes de la calibración y la medición. Al quitar la tapa, se crea una presión positiva en la celda de referencia lo que permite un mayor flujo de electrolito a través de la unión externa. Un flujo más alto dará como resultado una lectura más rápida y más estable.

Conector BNC

El HI1331B utiliza un conector BNC. Este tipo de conector es universal, ya que puede usarse en cualquier medidor de pH que tenga la entrada de sonda BNC hembra. Otros tipos de conectores disponibles incluyen DIN, tipo tornillo, tipo T y 3.5 mm, por nombrar algunos. Estos tipos de conectores tienden a ser propios de un tipo particular de medidor y no son intercambiables.

Especificaciones

Especificación	Detalle
Código de producto	HI1331B
Descripción	Electrodo de pH combinado simple, Ag/AgCl
Referencia	cerámica, simple / 15-20 µL/h
Unión / Tasa de flujo	KCl 3.5M AgCl
Electrolito	0.1 bar
Presión máxima	pH: 0 a 13
Intervalo	0 a 70°C (32 a 158°F) — GP
Temperatura de operación recomendada	Esférica (dia: 7.5 mm)
Punta / Forma	no
Sensor de temperatura	no
Amplificador	Vidrio
Material del cuerpo	coaxial; 1 m (3.3')
Cable	Específico para matraces
Uso recomendado	BNC
Conexión	