

Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas de Fenoles (100 Pruebas) – HI3864-100

SKU: HI 3864-100

RESUMEN

Los HI3864-100 son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de fenoles con el Kit de Pruebas para Fenoles HI3864. Hay suficientes reactivos para 100 pruebas para utilizarse con el kit de pruebas de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI3864-100 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones de fenol rápidas y precisas con el Kit de Pruebas Químicas. Estos reactivos siguen el método de la aminoantipirina para determinar la concentración de fenol. Para la determinación de los fenoles, se agrega el reactivo A y se mezcla en seguida se agrega el reactivo en polvo B, luego de un tiempo de reacción de 10 minutos, la reacción entre los fenoles y el reactivo hace que se forme un complejo de color amarillo-naranja. Cuanto mayor sea la concentración, más profundo será el color. Se incluyen dos discos Checker para un análisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentración de fenol de rango bajo o alto. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras de rango bajo que tienen un rango de fenol esperado de 0.00 a 1.00 mg / L (ppm) y muestras de rango alto que tienen un rango esperado de 0.5 a 5.0 mg / L (ppm) de fenoles.