

Solución de Enjuague de Uso General (25 sobres de 20 mL) – HI70000P

SKU: HI 70000P

RESUMEN

La HI70000P es una solución de enjuague de uso general que se suministra en sobres a prueba de luz. Los electrodos y las sondas pueden ensuciarse con el uso y producirán resultados inexactos. La solución de enjuague de Hanna elimina las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos y las sondas cuando se sumergen en muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente.

- Especialmente formulada para enjuague de electrodos y sondas
- Fecha de caducidad y número de lote
- Sobres de papel aluminio para garantizar la frescura

DESCRIPCIÓN

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

HANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

ESPECIFICACIONES

Aplicación	enjuague
Paquete	bolsita de 20 mL (25)

ACCESORIOS

para,menos,limpieza,electrodo,generales,aplicaciones,propósitos,específicas,variedad,ofrece,amplia,disolver,soluciones,muchos,

CÓMO PEDIR

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos. ANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.