

# Electrodo de pH con Sensor de Temperatura Incorporado y Conector DIN – HI1610D

SKU: HI 1610D

---

## RESUMEN

---

El HI1610D es un electrodo de pH con cuerpo de vidrio, rellenable y con un conector DIN. Este electrodo tiene una unión cerámica simple en la celda de referencia externa y la porción de detección de pH está hecha con vidrio de uso general. Este electrodo preamplificado presenta un sensor de temperatura incorporado para mediciones con compensación de temperatura en un diseño de sonda única. Esta consideración de diseño es ideal para uso en laboratorio y uso general. Se recomienda utilizar el HI1610D con el medidor de pH HI8314 de Hanna.

Sensor de Temperatura Incorporado

Unión de Cerámica Simple

Electrodo Rellenable

DESCRIPCIÓN

Electrodo de pH para uso general de laboratorio.

Recomendado para ser usado con medidor pH 8314.

ESPECIFICACIONES

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Referencia             | individual, Ag/AgCl              |
| Unión /Flujo Velocidad | cerámica Individual / 15-20 µL/h |

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Electrolito</b>                          | KCl 3.5M + AgCl         |
| <b>Presión Máxima</b>                       | 0.1 bar                 |
| <b>Rango</b>                                | ptf V a WY              |
| <b>Temperatura recomendada de Operación</b> | 20 a 40°C (86 a 104°F)  |
| <b>Punta/Forma</b>                          | esférica (diam: 9.5 mm) |
| <b>Sensor de temperatura</b>                | si                      |
| <b>Amplificador</b>                         | si                      |
| <b>Material del cuerpo</b>                  | vidrio                  |
| <b>Cable</b>                                | coaxial; 1 m (3.3')     |
| <b>Conexión</b>                             | DIN                     |

## ACCESORIOS

---

para,usado,medidor,general,Electrodo,laboratorio,Recomendado

## CÓMO PEDIR

---

Electrodo de pH para uso general de laboratorio. Recomendado para ser usado con medidor pH 8314.