

Solución de Almacenamiento de Electroodos en Botella FDA (230 mL) – HI80300M

SKU: HI 80300M

RESUMEN

La HI80300M es una solución de almacenamiento que se suministra en una botella compatible con la FDA. Preparada con químicos de grado reactivo y utilizada para garantizar el rendimiento óptimo de electrodos de pH y ORP. Es necesario almacenar el electrodo de pH en una solución para mantener el bulbo de vidrio y la unión del electrodo húmedos. Idealmente, se debe usar una solución de almacenamiento, nunca almacene un electrodo en agua destilada o desionizada. La solución de almacenamiento de Hanna Instruments está específicamente formulada para minimizar el crecimiento microbiano y evitar cualquier efecto de difusión/osmosis entre la solución y el electrolito de referencia interno. El almacenamiento de los electrodos de pH y/o ORP en una solución de almacenamiento también mantendrá la unión limpia. Mantener el bulbo de vidrio y la unión húmedos ayudarán a garantizar una medición rápida y confiable. En el caso de limpiar el electrodo de pH en una de nuestras soluciones de limpieza, recomendamos remojar el electrodo en la solución de almacenamiento HI80300M durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

- Formulación especial para minimizar el crecimiento microbiano y los efectos difusión/osmosis entre la solución y el electrolito de referencia interno
- Fabricada específicamente para electrodos de pH y ORP
- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados

DESCRIPCIÓN

La HI80300M es una solución utilizada para almacenar el electrodo de pH *. Para garantizar un tiempo de respuesta óptimo, el bulbo de vidrio y la unión de referencia del electrodo de pH se deben mantener húmedos y no se deben secar cuando no se usen. Colocar el electrodo en un pequeño vaso lleno de solución de almacenamiento o reemplazar la solución de la tapa protectora es la forma adecuada de almacenar el electrodo. La HI80300M también debe ser utilizada para rehidratar el electrodo después de un procedimiento de limpieza, sumergiéndolo durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

* Nunca almacene electrodos de pH y ORP en agua destilada o desionizada. Hacerlo acortará la vida útil del sensor.

Botella compatible con la FDA

- Botella a prueba de luz para prevenir la degradación por la luz UV

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de almacenamiento de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir

CARACTERÍSTICAS

Paquete	Sobres
Cantidad	300 pruebas

Método	Adaptación del método USEPA 315B y Método estándar 3500-Fe B. La reacción entre el hierro y el reactivo de fenantrolina produce un color naranja en la muestra.
---------------	--