

Solución Electrolítica KCl

3.5M (230 mL) – HI7082M

SKU: HI 7082M

RESUMEN

Botella 230mL (1)

DESCRIPCIÓN

El nivel de electrolito en los electrodos rellenables debe comprobarse antes de realizar cualquier medición. Si el nivel es bajo, vuelva a llenar con la solución de electrolito adecuada para garantizar el correcto funcionamiento del electrodo. Este simple mantenimiento ayuda a garantizar una presión de cabeza adecuada para promover la eficiencia y precisión de sus electrodos recargables. Algunas soluciones de electrolitos también están disponibles en frascos que cumplen con la FDA.

CARACTERÍSTICAS

Descripción	Solución electrolítica, 3.5M de KCl
Paquete	Frasco
Tamaño	230 mL

Cantidad	1
----------	---