

# Solución de Limpieza de Uso General GroLine (500 mL)

SKU: HI 7061-050

## RESUMEN

La HI7061-050 es la solución de limpieza de uso general GroLine que se puede utilizar para aplicaciones agrícolas e hidropónicas. Los electrodos pueden ensuciarse con el uso y producirán resultados inexactos incluso si se leen correctamente en un estándar de pH. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente. Hanna sugiere limpiar el bulbo y la unión de su electrodo con regularidad para asegurarse de que la sonda está siempre limpia y evitar cualquier obstrucción de la unión.

- Formulado especialmente para limpiar electrodos
- Sello hermético para garantizar la calidad
- Fecha de vencimiento y número de lote

## DESCRIPCIÓN

**HI7061-050** es la solución de limpieza de propósito general de **GroLine** que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. Los electrodos pueden ensuciarse con el uso y producirán resultados inexactos, incluso si se leen correctamente en un tampón de pH. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente. Hanna sugiere limpiar el bulbo y la unión de su electrodo regularmente para asegurarse de que la sonda esté siempre limpia y para evitar que la unión se obstruya. El **HI7061-050** es para **500 ml** de solución de limpieza de uso general.

- Especialmente formulado para la limpieza de electrodos.
- Sello hermético para garantizar la calidad.
- Fecha de caducidad y número de lote.

## ESPECIFICACIONES

Aplicación	Propósitos generales
Empaque	Botella
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No

## ACCESORIOS

La solución de almacenamiento **HI 7061-050** se entrega en una botella de 500mL.

## CÓMO PEDIR

Solución, limpieza, generales, Groline, HI7061-050, HI706, -050, HI 7061, 7061

