

Solución Electrolítica KCl 3.5 M (460 mL) – HI7082L

SKU: HI 7082L



RESUMEN

Botella de 460 ml (1)

DESCRIPCIÓN

El nivel de electrolito en los electrodos recargables debe ser verificado antes de realizar cualquier medición. Si el nivel es bajo, se debe rellenar con la solución de electrolito adecuada para garantizar el rendimiento correcto del electrodo.

Este simple mantenimiento ayuda a garantizar la presión adecuada en la parte superior para promover la eficiencia y precisión de sus electrodos recargables. Algunas soluciones electrolíticas también están disponibles en frascos que cumplen con la FDA.

ESPECIFICACIONES

Peso	0,61 kg
Marca	BeerLine, WineLine
Brand	BeerLine, WineLine