

Solución de Limpieza y Desinfección para Hemoderivados (500 mL) – HI70632L

SKU: HI 70632L



RESUMEN

La HI70632L es una solución de desinfección y limpieza altamente efectiva que está especialmente formulada para ser utilizada en aplicaciones donde un electrodo de pH está en contacto con hemoderivados. Los electrodos pueden ensuciarse por el uso y producirán resultados inexactos incluso cuando se leen correctamente en un estándar de pH. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición y se almacenan incorrectamente. Hanna sugiere limpiar el bulbo y la unión de su electrodo regularmente para asegurarse de que la sonda está siempre limpia y evite cualquier obstrucción de la unión.

- solución de limpieza especialmente formulada para eliminar hemoderivados de un electrodo de pH
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad
- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados en la botella

DESCRIPCIÓN

En muchas aplicaciones, los electrodos se ensucian por el uso y producen resultados negativos en su eficiencia. Desde que esta suciedad no pueda ser removida durante su uso normal, se necesitan las soluciones especiales de limpieza.

HANNA ha preparado una línea completa de soluciones de limpieza y desinfección que eliminan las impurezas y los residuos que se quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras especiales.

Las series de soluciones en limpieza “CLEANING” aseguran la máxima eficiencia y precisión de sus sensores cuando se usen para su aplicación designada.

ESPECIFICACIONES

Descripción	solución de limpieza y desinfección para hemoderivados
Botella	500 mL

ACCESORIOS

limpieza,soluciones,electrodos,cuando,especiales,eficiencia,desinfección,sumergen,muestras,eliminan,superficies,impurezas,residuos,quedan,CLEANING,use

CÓMO PEDIR

En muchas aplicaciones, los electrodos se ensucian por el uso y producen resultados negativos en su eficiencia. Desde que esta suciedad no pueda ser removida durante su uso normal, se necesitan las soluciones especiales de limpieza. HANNA ha preparado una línea completa de soluciones de limpieza y desinfección que eliminan las impurezas y los residuos que se quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras especiales. Las series de soluciones en limpieza “CLEANING” aseguran la máxima eficiencia y precisión de sus sensores cuando se usen para su aplicación designada.