

# Solución de Limpieza para Depósitos de Queso (500 mL) – HI70642L

SKU: HI 70642L



## RESUMEN

La HI70642L es una solución de limpieza altamente efectiva que está especialmente formulada para ser utilizada con electrodos de pH que se cubren con depósitos de queso. Los electrodos pueden ensuciarse por el uso y producirán resultados inexactos incluso cuando se leen correctamente en un estándar de pH. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en la superficie del electrodo después de realizar mediciones en queso. Hanna sugiere limpiar el bulbo y la unión del electrodo regularmente para asegurarse de que la sonda esté siempre limpia y evitar cualquier obstrucción de la unión.

La línea de soluciones de limpieza de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Solución de limpieza especialmente formulada para eliminar los depósitos de queso de un electrodo de pH
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad
- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados en la botella

## DESCRIPCIÓN

---

En muchas aplicaciones, los electrodos se ensucian por el uso y producen resultados negativos en su eficiencia. Desde que esta suciedad no pueda ser removida durante su uso normal, se necesitan las soluciones especiales de limpieza.

HANNA ha preparado una línea completa de soluciones de limpieza y desinfección que eliminan las impurezas y los residuos que se quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras especiales.

Las series de soluciones en limpieza “CLEANING” aseguran la máxima eficiencia y precisión de sus sensores cuando se usen para su aplicación designada.

## ESPECIFICACIONES

---

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Descripción | solución de limpieza para depósitos de queso (industria alimenticia) |
| Botella     | 500 mL                                                               |

## ACCESORIOS

---

limpieza,soluciones,electrodos,cuando,especiales,eficiencia,desinfección,sumergen,muestras,eliminan,superficies,impurezas,residuos,quedan,CLEANING,use

## CÓMO PEDIR

---

En muchas aplicaciones, los electrodos se ensucian por el uso y producen resultados negativos en su eficiencia. Desde que esta suciedad no pueda ser removida durante su uso normal, se necesitan las soluciones especiales de limpieza. HANNA ha preparado una línea completa de soluciones de limpieza y desinfección que eliminan las impurezas y los residuos que se quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras especiales. Las series de soluciones en limpieza “CLEANING” aseguran la máxima eficiencia y precisión de sus sensores cuando se usen para su aplicación designada.