

# Solución de Limpieza para Depósitos de Queso (25 sobres x 20 mL) – HI700642P

SKU: HI 700642P



## RESUMEN

La HI700642P es una solución de limpieza altamente efectiva que está especialmente formulada para ser utilizada con electrodos de pH que se cubren con depósitos de queso. Los electrodos pueden ensuciarse por el uso y producirán resultados inexactos incluso cuando se leen correctamente en un estándar de pH. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en la superficie del electrodo después de tomar medidas de queso. Hanna sugiere limpiar el bulbo y la unión de su electrodo regularmente para asegurarse de que la sonda esté siempre limpia y para evitar obstrucciones en la unión.

Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de vencimiento impresos y está hecho con una lámina a prueba de luz que garantiza frescura cada vez que se abre un sobre. La línea de soluciones de limpieza de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para un sobre sin abrir.

- Solución de limpieza especialmente formulada para eliminar los depósitos de queso de un electrodo de pH
- Los prácticos sobres de un solo uso garantizan la frescura de la solución

## DESCRIPCIÓN

En muchas aplicaciones, los electrodos se ensucian por el uso y producen resultados negativos en su eficiencia. Desde que esta suciedad no pueda ser removida durante su uso normal, se necesitan las soluciones especiales de limpieza.

HANNA ha preparado una línea completa de soluciones de limpieza y desinfección que eliminan las impurezas y los residuos que se quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras especiales.

Las series de soluciones en limpieza “CLEANING” aseguran la máxima eficiencia y precisión de sus sensores cuando se usen para su aplicación designada.

La facilidad para abrir el paquete de bolsitas y siempre frescas, es una solución ideal para las medidas de campo.

## ESPECIFICACIONES

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Descripción | solución de limpieza para depósitos de queso (industria alimenticia) |
| Bolsita     | 20 mL (25)                                                           |

## ACCESORIOS

soluciones,limpieza,para,eficiencia,electrodos,cuando,especiales,precisión,muestras,sumergen,series,aseguran,CLEANING,máxima,frescas,siempre,solución,

## CÓMO PEDIR

En muchas aplicaciones, los electrodos se ensucian por el uso y producen resultados negativos en su eficiencia. Desde que esta suciedad no pueda ser removida durante su uso normal, se necesitan las soluciones especiales de limpieza. HANNA ha preparado una línea completa de soluciones de limpieza y desinfección que eliminan las impurezas y los residuos que se quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras especiales. Las series de soluciones en limpieza “CLEANING” aseguran la máxima eficiencia y precisión de sus sensores cuando se usen para su aplicación designada. La facilidad para abrir el paquete de bolsitas y siempre frescas, es una solución ideal para las medidas de campo.

