

# Solución de Almacenamiento de Electroodos (120 mL) – HI5300-12

SKU: HI 5300-12



## RESUMEN

La HI5300-12 es una solución de almacenamiento preparada con químicos de grado reactivo utilizada para garantizar el rendimiento óptimo de electrodos de pH y ORP. Es necesario almacenar el electrodo de pH en una solución para mantener el bulbo de vidrio y la unión del electrodo húmedos. Idealmente, se debe usar una solución de almacenamiento, nunca almacene un electrodo en agua destilada o desionizada. La solución de almacenamiento de Hanna Instruments está específicamente formulada para minimizar el crecimiento microbiano y evitar cualquier efecto de difusión/osmosis entre la solución y el electrolito de referencia interno. El almacenamiento de los electrodos de pH y/o ORP en una solución de almacenamiento también mantendrá la unión limpia. Mantener el bulbo de vidrio y la unión húmedos ayudarán a garantizar una medición rápida y confiable. En el caso de limpiar el electrodo de pH en una de nuestras soluciones de limpieza, recomendamos remojar el electrodo en la solución de almacenamiento HI5300-12 durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

- Formulación especial para minimizar el crecimiento microbiano y los efectos difusión/osmosis entre la solución y el electrolito de referencia interno
- Fabricada específicamente para electrodos de pH y ORP

- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados

## DESCRIPCIÓN

---

La HI5300-12 es una solución utilizada para almacenar el electrodo de pH \*. Para garantizar un tiempo de respuesta óptimo, el bulbo de vidrio y la unión de referencia del electrodo de pH se deben mantener húmedos y no se deben secar cuando no se usen. Colocar el electrodo en un pequeño vaso lleno de solución de almacenamiento o reemplazar la solución de la tapa protectora es la forma adecuada de almacenar el electrodo. La HI5300-12 también debe ser utilizada para rehidratar el electrodo después de un procedimiento de limpieza, sumergiéndolo durante al menos una hora antes de tomar mediciones.

\* Nunca almacene electrodos de pH y ORP en agua destilada o desionizada. Hacerlo acortará la vida útil del sensor.

### Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

### Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de almacenamiento de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir

## ESPECIFICACIONES

---

|      |         |
|------|---------|
| Peso | 0,16 kg |
|------|---------|