

Reactivos para Nitrito de Rango Alto (100 pruebas) – HI93708-01

SKU: HI 93708-01



RESUMEN

El HI93708-01 es un reactivo de alta calidad preparado previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen una adaptación del Método del Sulfato Ferroso en el cual la reacción entre el nitrito y el reactivo provoca un cambio de color en la muestra. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible y la concentración se mostrará en mg/L (ppm) de nitrito. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 150 mg/L de nitrito.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI93708-01 son reactivos para determinar de manera colorimétrica el contenido de nitritos en soluciones acuosas. La caja de reactivos cuenta con 100 test y son compatibles con los medidores Hanna portátiles y de escritorio. Estos reactivos de alta calidad son fabricados en nuestra fábrica especializada y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de expiración en cada paquete para trazabilidad.

- Reactivos prediseñados de fácil uso
- Preparado para químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de expiración y número de lote para trazabilidad

ESPECIFICACIONES

Empaque	Paquete
Cantidad	100 test
Métodos	Adaptación del método sulfato ferroso

ACCESORIOS

Reactivos **HI93708-01** para el análisis de nitritos en rango alto rango alto para 100 test.

CÓMO PEDIR

Los HI93708-01 son reactivos prediseñados de alta calidad, lo que permite a los usuarios lograr lecturas colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen la adaptación del método sulfato ferroso en donde la reacción entre los nitritos de la muestra y los reactivos causa un cambio de color en la muestra. La intensidad del color se determina por un fotómetro compatible y la concentración se entrega en mg/L (ppm) de nitrito. Estos reactivos están diseñados para ser usados con muestras que tengan un rango esperado de 0 a 150 mg/L de nitrito.