

Reactivos de Aluminio (100 pruebas) – HI93712-01

SKU: HI 93712-01



RESUMEN

Los HI93712-01 son reactivos para la determinación colorimétrica del aluminio utilizando un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los **HI93712-01** son reactivos para la determinación colorimétrica del aluminio utilizando un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

ESPECIFICACIONES

Envase	Sobres
Cantidad de análisis	100 pruebas
Método	Adaptación del método aluminón. La reacción entre el aluminio y los reactivos provoca un color rojizo en la muestra.

ACCESORIOS

- **HI93712-03** Reactivo aluminio (300 test)
- **HI93703-50** Solución de limpieza para cubetas (230 ml)
- **HI731318** Pañuelos para la limpieza de las cubetas (4 U)
- **HI731321** Cubetas de vidrio (4 U)
- **HI 96712** Fotómetro portátil de aluminio

CÓMO PEDIR

Los **HI93712-01** son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos son parte de un método que es una adaptación del método aluminón. La reacción entre los reactivos y el aluminio produce un color rojizo en la muestra. Al agregar los reactivos a la muestra se producirá una reacción y se puede utilizar un fotómetro compatible para determinar la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en mg/L (ppm) de aluminio. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 1.00 mg/L de aluminio.

-Reactivos prefabricados para facilitar el uso.

-Preparados con productos químicos de alta pureza.

-Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad.

Fotómetros Compatibles:

- HI83200
- HI83205
- HI83099
- HI96712