

Reactivos para Flúor de Rango Alto (300 pruebas) – HI93739-03

SKU: HI 93739-03



RESUMEN

Los HI93739-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de flor para ser utilizados con el fotómetro portátil de Hanna HI96739. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI93739-03 son reactivos para la determinación colorimétrica del fluoruro, para usarse con el fotómetro portátil HI96739 de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad de cada frasco.

ESPECIFICACIONES

Paquete	Frascos
Cantidad	300 pruebas

Método	Adaptación del método EPA 340.1 y del método SPADNS
--------	---

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS:

- Reactivos pre-hechos para facilitar su uso
- Preparado con productos químicos de alta pureza
- Marcado con fecha de caducidad y número de lote para la trazabilidad

Los HI93739-01 son reactivos de alta calidad que se suministran preparados, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. El método es una adaptación del método 340.1 de la EPA y del método SPADNS. La reacción entre el fluoruro y el reactivo provoca un cambio de color en la muestra. Al agregar los reactivos a la muestra en el orden correcto, la reacción tendrá lugar y el fotómetro portátil HI96739 compatible de Hanna determinará la concentración de acuerdo al color producido. Los resultados se mostrarán en mg/L (ppm) de fluoruro. Estos reactivos están diseñados para utilizarse con muestras que tienen un intervalo esperado de 0.0 a 20.00 mg/L de fluoruro.

CÓMO PEDIR

Los HI93739-03 son reactivos para la determinación colorimétrica del fluoruro, para usarse con el fotómetro portátil HI96739 de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad de cada frasco.