

Electrodo de Ion Selectivo (ISE) de Media Celda para Cianuro – HI4009

SKU: HI 4009



RESUMEN

El HI4009 es un electrodo de ion selectivo (ISE) de media celda para la determinación de cianuro (CN^-) en solución. El sedimento sensor de haluro de plata produce un cambio de potencial debido al intercambio iónico de cianuro entre la membrana inorgánica y la muestra. Los elementos internos se alojan dentro del cuerpo del electrodo fabricado con epoxi duradero. El HI4009 es ideal para una variedad de aplicaciones como enchapado, aguas residuales y agricultura.

- Sensor de estado sólido
- Detección de cianuro de 0.026 a 260 mg/L CN^-
- Para uso con media celda de referencia HI5315

DESCRIPCIÓN

Electrodo ISE Cianuro media célula, estado sólido.

Recomendado para determinación de iones libres de cianuro en piezas de metal, aguas residuales, plantas y muestras del suelo.

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Cianuro
Tipo	estado sólido célula media
Rango de medida	10 ⁻² M a 1X 10 ⁻⁶ M 260 a 0.02 mg/L (ppm)
Rango óptimo pH	>11
Rango de temperatura	0 a 80°C
Inclinación aproximada	-57
Cuerpo O.D.	12 mm
Longitud de inserción	120 mm
Material cuerpo	epoxy
Cable	1 m coaxial
Conexión	BNC

ACCESORIOS

metal,piezas,aguas,residuales,suelo,muestras,plantas,cianuro,iones,media,Cianuro,Electrodo,célula,estado,determinación,para,Recomendado,sólido,libres

CÓMO PEDIR

Electrodo ISE Cianuro media célula, estado sólido. Recomendado para determinación de iones libres de cianuro en piezas de metal, aguas residuales, plantas y muestras del suelo.

1 agosto, 2026 - Hanna Chile