

Reactivos de Reemplazo para el Kit de Prueba Química de Dióxido de Carbono (110 pruebas) – HI3818-100

SKU: HI 3818-100

RESUMEN

Los HI3818-100 son reactivos para la determinación de dióxido de carbono por titulación con el kit de prueba química de dióxido de carbono. Hay suficientes reactivos para aproximadamente 110 pruebas que se utilizan con el kit de prueba de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

Fecha de vencimiento: Enero 2024

[Ver producto con mayor tiempo de vigencia AQUÍ!](#)

DESCRIPCIÓN

Los HI3815-100 son reactivos de reemplazo para la determinación de cloruro por titulación con el kit de prueba de cloruro HI3815. Hay suficientes reactivos para aproximadamente 110 pruebas que se pueden utilizar con el kit de prueba de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella para facilitar su trazabilidad.

- Reactivos preparados previamente para facilitar su uso.
- Elaborado con productos químicos de alta pureza.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

ESPECIFICACIONES

SKU	HI3818-100
Product Name	Reactivos de Reemplazo para el Kit de Prueba Química de Dióxido de Carbono (110 pruebas) - HI3818-100
Stock Status Message	Ships within 5-10 Business Days
Quote Required	No
Envase	Botellas
Cantidad de Análisis	110
Método	Fenolftaleína

ACCESORIOS

Los HI3818-100 son reactivos de alta calidad que vienen premedidos, lo que permite a los usuarios lograr mediciones de dióxido de carbono rápidas y precisas con el kit de prueba química. Estos reactivos siguen el método de la fenolftaleína para determinar la concentración de dióxido de carbono.

Para la determinación del dióxido de carbono, se utiliza hidróxido de sodio diluido como titulante. Con la adición del indicador de fenolftaleína, la solución se torna rosada para indicar visualmente que está cerca del punto final de pH de 8,3. La cantidad de mililitros de titulante utilizados para alcanzar el punto final determinará la concentración de dióxido de carbono como mg/L de CO₂. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de dióxido de carbono de 0,0 a 10,0 mg/L, 0,0 a 50,0 mg/L y 0 a 100 mg/L de CO₂.

CÓMO PEDIR

Los HI3818-100 son reactivos para la determinación de dióxido de carbono por titulación con el kit de prueba química de dióxido de carbono. Hay suficientes reactivos para aproximadamente 110 pruebas que se utilicen con el kit de prueba de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/reactivos-de-reemplazo-para-el-kit-de-prueba-quimica-de-dioxido-de-carbono-110-pruebas-hi3818-100/>