

Solución de Preparación para Muestras Sólidas o Semi Sólidas (30 mL) – HI70960

SKU: HI 70960

RESUMEN

solución de preparación para muestras sólidas o semisólidas, 30 mL.

DESCRIPCIÓN

Solución de preparación para muestras sólidas o semisólidas, 30 mL

ESPECIFICACIONES

Descripción	Solución de Preparación de Muestras Sólidas o Semi Sólidas
Certificado de Análisis	No
Envase	Botella

Cantidad de Análisis	1
Tamaño	30 mL

ACCESORIOS

solución,electrodo,rango,lectura,HANNA,fuera,acondicione,pre-tratamiento,limpie,indicado,intervalo,está,usuarios,evaluar

CÓMO PEDIR

Las soluciones estándar ORP le permiten a los usuarios evaluar la precisión de los electrodos ORP . Por ejemplo, sumergiendo el electrodo en solución HI 7020, las lecturas deben caer dentro del rango de 200 a 275 mV (@20°C/ 68°F). Si la lectura está por fuera del intervalo indicado, limpie y acondicione su electrodo ORP en solución de pre-tratamiento HANNA.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/solucin-de-preparacin-para-muestras-slidas-o-semi-slidas-30-ml-hi70960/>