

Reactivos para Sílice de Rango Alto (300 pruebas) – HI96770-03

SKU: HI 96770-03

RESUMEN

Los HI96770-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de sílice. Hay suficientes reactivos para 300 pruebas para ser utilizados con el fotómetro portátil compatible con Hanna, HI96770. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

El HI96770-03 es un reactivo de alta calidad preparado previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen el Método 370.1 de USEPA y el Método estándar 4500-SiO₂ C en los que la reacción entre la sílice y los reactivos produce un color amarillo en la muestra. Al agregar los sobres en polvo en el orden apropiado, la reacción tendrá lugar y el fotómetro portátil compatible de Hanna (HI96770) determinará la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en mg/L (ppm) de sílice. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 200 mg/L de sílice.

CARACTERÍSTICAS

Paquete	Sobres
---------	--------

Cantidad	300 pruebas
Método	Método USEPA 370.1 y Método Estándar 4500-SiO2 C