

Reactivos de Ácido Cianúrico (300 Pruebas) – HI93722-03

SKU: HI 93722-03

RESUMEN

Los HI93722-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de ácido cianúrico. Hay reactivos suficientes para 300 pruebas para ser utilizados con un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

- **Reactivos para análisis colorimétrico**
- **Fabricados con químicos de alta pureza**
- **Fecha de expiración y número de lote visibles para facilidad en la trazabilidad**

Los HI 93722-03 son reactivos para la determinación colorimétrica del ácido cianúrico. El paquete contiene suficiente reactivo para 300 pruebas en los fotómetros portátiles y de escritorio HANNA.

Estos reactivos permiten una medición rápida y precisa, utilizando una adaptación del método turbidimétrico donde la reacción entre el cobre y el reactivo causa una suspensión blanca; la intensidad de la coloración determina la cantidad de ácido cianúrico presente en la muestra. Está diseñado para un rango de 0 a 80 mg/L de ácido cianúrico.

ESPECIFICACIONES

Empaque	Paquete
Cantidad	300 test
Rango	0 a 80 mg/L (ppm)
Resolución	1 mg/L
Precisión	± @ 25 °C, cualquier1 mg/L ±15%lecturaa que sea mayor
Método	Adaptación del método turbidimétrico

ACCESORIOS

- **HI 93722-01** Reactivo para Cobre Ácido Cianúrico (100 test)
- **HI 93703-50** Solución de limpieza para cubetas (230 ml)
- **HI 731318** Pañuelos para la Limpieza de las Cubetas (4U)
- **HI 731321** Cubetas de Vidrio (4U)
- **HI 96722** Fotómetro Portátil de Ácido Cianúrico

CÓMO PEDIR

Cianúrico,tests,Ácido,reactivo,para