

Solución de Acondicionamiento para ISE de Sodio – HI4016-46

SKU: HI 4016-46

RESUMEN

La HI4016-46 es una botella de 500 ml de solución de acondicionamiento, diseñada específicamente para el electrodo de ion selectivo (ISE) de sodio de Hanna.

Antes de utilizar el electrodo de sodio FC300B por primera vez, o si lo reactiva después del almacenamiento, el electrodo debe ser acondicionado, y luego sumergido en solución de almacenamiento para su posterior uso.

Solución de acondicionamiento eficiente

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Botella claramente marcada con número de lote y fecha de vencimiento

DESCRIPCIÓN

solución de acondicionamiento para ISE de sodio 500 mL

ESPECIFICACIONES

sodio,acondicionamiento,solución,para

ACCESORIOS

solución de acondicionamiento para ISE de sodio 500 mL

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/solucion-de-acondicionamiento-para-ise-de-sodio-hi4016-46/>