

TISAB II para ISE de Fluoruro (500 ml) – HI4010-00

SKU: HI 4010-00

RESUMEN

La HI4010-00 es una botella de 500 ml de solución TISAB II para ser utilizada con electrodos de ion selectivo de flúor.

Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Requerida para mediciones de flúor

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta

DESCRIPCIÓN

TISAB II para ISE's de fluoruro botella 500 mL

Los ajustadores de fuerza iónicos (ISA en inglés) de HANNA están formulados para proporcionar una fuerza constante iónica en las muestras al igual que en los parámetros, así se permite la concentración, más que en las actividades de medida que se debe hacer. En algunos casos los ISA ajustan el pH y eliminan los efectos de matriz.

ESPECIFICACIONES

fuerza,para,permite,concentración,eliminan,efectos,matriz,actividades,algunos,casos,parámetros,medida,debe,hacer,ajustan,muestras,botella,ajustadores,flu

ACCESORIOS

TISAB II para ISE's de fluoruro botella 500 mL Los ajustadores de fuerza iónicos (ISA en inglés) de HANNA están formulados para proporcionar una fuerza constante iónica en las muestras al igual que en los parámetros, así se permite la concentración, más que en las actividades de medida que se debe hacer. En algunos casos los ISA ajustan el pH y eliminan los efectos de matriz.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/tisab-ii-para-ise-de-fluoruro-500-ml-hi4010-00/>