



Herramienta para Eliminación de Electroodos – HI73128

Description

La herramienta HI73128 se utiliza para extraer los electrodos de los medidores de Hanna. Con un simple giro de la herramienta de extracción, el electrodo del medidor puede ser quitado de manera fácil y segura y reemplazado por uno nuevo. Los electrodos de pH y conductividad (CE) naturalmente se fatigan con el tiempo requiriendo reemplazo para garantizar mediciones rápidas y precisas.

La HI73128 se utiliza para extraer los electrodos de los siguientes medidores:

- HI98120
- HI98121
- HI98127
- HI98128
- HI98129
- HI98130
- HI98311
- HI98312