



Herramienta para Eliminaci3n de Electrodo – HI73128

Description

La herramienta HI73128 se utiliza para extraer los electrodos de los medidores de Hanna. Con un simple giro de la herramienta de extracci3n, el electrodo del medidor puede ser quitado de manera f3cil y segura y reemplazado por uno nuevo. Los electrodos de pH y conductividad (CE) naturalmente se fatigan con el tiempo requiriendo reemplazo para garantizar mediciones r3pidas y precisas.

La HI73128 se utiliza para extraer los electrodos de los siguientes medidores:

- HI98120
- HI98121
- HI98127
- HI98128
- HI98129
- HI98130
- HI98311
- HI98312