



Reactivos de Calcio Marino para Checker® HC (25 pruebas) â€" HI758-26

Description

Los HI758-26 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones r \tilde{A}_i pidas y precisas con el Checker $^{\hat{A}\hat{R}}$ HC de Calcio Marino. Estos reactivos siguen el M \tilde{A} ©todo de Zincon en el cual la reacci \tilde{A}^3 n provoca un color azul en la muestra. Al agregar 1 mL del primer reactivo a la muestra seguido de un sobre del segundo reactivo del conjunto HI758-26, la reacci \tilde{A}^3 n tendr \tilde{A}_i lugar y el HI758 determinar \tilde{A}_i la concentraci \tilde{A}^3 n del color que se produce. Los resultados se mostrar \tilde{A}_i n en ppm de calcio. Estos reactivos est \tilde{A}_i n dise \tilde{A} ±ados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 200 a 600 ppm de calcio.

Especificaciones

Lopositiodolotico	
Paquete	Frascos/ paquetes
Cantidad	25 tests
Método	Método del zincon