



Reactivos de Ácido Cianúrico (300 Pruebas) – HI93722-03

Description

Los HI93722-03 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen una adaptación del método turbidimétrico. La reacción entre el ácido cianídrico y el reactivo provoca una suspensión blanca en la muestra. Al agregar el sobre de reactivo HI93722-03 a la muestra, se producirá una reacción y se puede usar un medidor portátil o de sobremesa compatible para determinar la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrará en mg/L (ppm) de ácido cianídrico. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 80 mg/L de ácido cianídrico.

Los Fotómetros Compatibles Incluyen:

HI83099

HI83200

HI83206

HI83216

HI83226

HI96101

HI96104

HI96722

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	100 pruebas
Método	Método Turbidimétrico