



Reactivos de Níquel Rango Alto (300 Pruebas) – HI93726-03

Description

Los HI93726-03 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. El método es una adaptación del método fotométrico. La reacción entre el níquel y el reactivo provoca un color azul en la muestra. Al agregar el reactivo HI93726-03 a la muestra, se producirá una reacción y se puede usar un medidor portátil o de sobremesa compatible para determinar la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en g/L (ppt) de níquel. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 7.00 g/L de níquel.

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	300 test
Método	Adaptación del método fotométrico. La reacción entre el níquel y el reactivo provoca un color azul en la muestra.