



Reactivos para Calcio (50 pruebas) – HI937521-01

Description

Los HI937521-01 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen una adaptación del método de oxalato. La reacción entre el calcio y los reactivos provoca un color rojo en la muestra. Al agregar los reactivos HI937521-01 a la muestra, se produce una reacción y se puede utilizar un fotómetro compatible para determinar la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en mg/L (ppm) de calcio. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 400 mg/L de calcio.

Los Fotómetros Compatibles Incluyen:

HI83099

HI83200

HI83225

HI96752

Especificaciones

Paquete	Frasco gotero
Cantidad	50
Método	Adaptación del método de oxalato. La reacción entre el calcio y los reactivos causa un color azul en la muestra.