



Reactivos para Checker® de Yodo (25 pruebas) – HI718-25

Description

Los HI718-25 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con el Checker® HC para Yodo. Estos reactivos siguen el Método DPD en el cual la reacción entre el yodo y el reactivo provoca un color rosado en la muestra. Al agregar el sobre de reactivo HI718-25 a la muestra, la reacción tendrá lugar y el HI718 determinará la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm (mg/L) de yodo. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.0 a 12.5 ppm (mg/L) de yodo.

Especificaciones

Material de la Membrana	PTFE
Cantidad	5 piezas