



Solución de Almacenamiento de Electrodo GroLine (230 mL) HI70300-023

Description

La solución de almacenamiento de Hanna Instruments está específicamente formulada para minimizar el crecimiento microbiano y evitar cualquier efecto de difusivo / osmótico al almacenar una sonda en una solución con el electrolito de referencia interno altamente concentrado. El almacenamiento de sus electrodos de pH y / o ORP en una solución de almacenamiento mantiene limpia la unión, mantiene la capa hidratada del electrodo y limpia la unión para garantizar una medición rápida y confiable.