



Solución de Enjuague de Uso General (25 sobres de 20 mL) – HI70000P

Description

La causa más común de imprecisiones en las mediciones es un electrodo o sonda sucios o que no se han limpiado correctamente. Cualquier residuo que quede en una sonda puede contaminar las muestras que se están midiendo o los estándares de calibración que se utilizan.

Enjuagar el electrodo con la solución de enjuague HI70000P eliminará los depósitos de minerales y otros recubrimientos.

Conveniencia de los envases individuales

- Ideal para uso en terreno debido a la portabilidad
- Cada sobre está tan fresco como el día que fue envasado

Cada sobre marcado con número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de Hanna están especialmente formuladas para que tengan un vencimiento de 5 años desde la fabricación para un sobre sin abrir.