



Soluci3n Electrol3tica KCl 3.5M (230 mL) â€“ HI7082M

Description

El nivel de electrolito en los electrodos rellenables debe comprobarse antes de realizar cualquier medici3n. Si el nivel es bajo, vuelva a llenar con la soluci3n de electrolito adecuada para garantizar el correcto funcionamiento del electrodo. Este simple mantenimiento ayuda a garantizar una presi3n de cabeza adecuada para promover la eficiencia y precisi3n de sus electrodos recargables. Algunas soluciones de electrolitos tambi3n est3n disponibles en frascos que cumplen con la FDA.

Especificaciones

Descripci3n	Soluci3n electrol3tica, 3.5M de KCl
Paquete	Frasco
Tama±o	230 mL
Cantidad	1