



Solución Electrolítica KCl 3.5M (230 mL) – HI7082M

## Description

El nivel de electrolito en los electrodos rellenables debe comprobarse antes de realizar cualquier medición. Si el nivel es bajo, vuelva a llenar con la solución de electrolito adecuada para garantizar el correcto funcionamiento del electrodo. Este simple mantenimiento ayuda a garantizar una presión de cabeza adecuada para promover la eficiencia y precisión de sus electrodos recargables. Algunas soluciones de electrolitos también están disponibles en frascos que cumplen con la FDA.

## Especificaciones

Descripción	Solución electrolítica, 3.5M de KCl
Paquete	Frasco
Tamaño	230 mL
Cantidad	1