



Titulador Potenciométrico Automático para Vino – HI901W

Description

Optimizado para Vino

Suministrado con un conjunto completo de métodos de vino estándar, el titulador de vinos está optimizado para enólogos. Los paquetes están diseñados para que tenga todo lo que necesita para producir vino de calidad. Nuestros paquetes precargados incluyen los siguientes métodos:

Acidez Titulable

SO₂ Libre (Destripador)

SO₂ Total (Destripador)

SO₂ Libre (AO)

SO₂ Total (AO)

Ácido Volátil

YAN (Número de Formol)

Azúcar Reductor

Sistema de Dosificación del Titulador

Cambie los reactivos sin preocupaciones.

Nuestro sistema de buretas intercambiables Clip Lock™ lo ayuda a separar y cambiar convenientemente entre sus reactivos para que no tenga que preocuparse por la contaminación cruzada.

Siéntete seguro de tus resultados.

Nuestra incomparable bomba dosificadora accionada por pistón de 40.000 pasos es capaz de dosificar volúmenes de reactivo extremadamente pequeños y muy precisos, lo que le ayuda a lograr un punto final muy preciso.

Mejor diseño para mayor precisión.

Un algoritmo de dosificación dinámico permite obtener resultados de titulación precisos y oportunos al proporcionar dosis más grandes cerca del comienzo de una titulación y dosis más pequeñas y precisas cerca del punto final de titulación.

Pantalla y Navegación

Se muestra toda su información importante.

Nuestra gran pantalla a color le muestra todo lo que necesita saber durante las pruebas.

Realice un seguimiento de su progreso en tiempo real.

Nuestra curva de titulación en vivo le ayuda a reconocer rápidamente los patrones y problemas que pueden surgir durante su análisis.

Explore los menús del titulador con facilidad.

Las teclas personalizadas le permiten navegar claramente entre pantallas para que no se pierda.

Informes y Datos del Titulador

Resalta tu información más importante.

Los informes finales se pueden personalizar para que pueda asegurarse de que está viendo y almacenando su información más importante.

Salvague la integridad de sus datos.

Nuestro software le permite registrar datos completos de GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio) para que no haya necesidad de comprometer la calidad de sus resultados.

Mueva su información fácilmente entre dispositivos.

Utilice nuestro software o un USB para transferir archivos cómodamente entre su titulador y la computadora.

Conectividad del Titulador

Vea e imprima informes fácilmente.

Puede imprimir informes directamente desde el titulador con una impresora conectada y ver los resultados cómodamente con un monitor conectado.

Aprovecha la versatilidad.

Conecte los dispositivos que más le ayuden, ya sea una balanza analítica para la entrada automática de muestras o una impresora para sus informes.