

Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas para Cloro Libre (50 Pruebas) – HI3829F-050

SKU: HI 3829F-050

RESUMEN

Los HI3829F-050 son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de cloro libre con el Kit de Pruebas para Cloro Libre HI3829F. Hay suficientes reactivos para 50 pruebas para utilizarse con el kit de pruebas de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los **HI3829F-050** son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de cloro libre con el kit de prueba de cloro libre **HI3829F**. Hay suficientes reactivos para usar aproximadamente 50 pruebas con el kit de prueba de HANNA. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Preparado con productos químicos de alta pureza.
- Marcado con fecha de caducidad y número de lote para trazabilidad.

Los **HI3829F-050** son reactivos de alta calidad que se miden previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones de cloro libre rápidas y precisas con el kit de prueba química. Estos reactivos siguen el método DPD (N,N-dietil-p-fenilendiamina) para determinar la concentración de cloro libre.

Para la determinación de cloro libre, la muestra se ajusta primero a un pH cercano a 6,3. Cuando se agrega el reactivo DPD a una muestra que contiene cloro, el reactivo se oxida inmediatamente. La reacción entre el cloro y el reactivo provoca la formación de un complejo de color rojo; cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. Se incluye un cubo de comparación de color para un análisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentración de cloro libre. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de cloro libre de 0,0 a 2,0 mg/L (ppm) Cl 2.

ESPECIFICACIONES

Método	colorimétrico
Rango	0.0-2.0 mg/L (ppm)
Menor Incremento	0.5 mg/L (ppm)
Método químico	DPD
# De pruebas	50prom.
Peso	176 g

ACCESORIOS

- El kit de pruebas **HI3829F-50** viene con reactivo de 20 mL 1 y reactivo de 15 mL 2.

CÓMO PEDIR

HI3829F, reactivo, reemplazo, kit, prueba, cloro, libre, 50 pruebas, HI 3829F, hi 3829F, hi3829F, -050, 050, repuesto