

Reactivos para Cloro Libre y Total de Rango Alto (300 pruebas) – HI93734-03

SKU: HI 93734-03

RESUMEN

Los HI93734-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total de rango alto. Contiene suficientes reactivos para 300 pruebas que se utilizan con el fotómetro portátil compatible de Hanna, HI96734. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre y botella para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI93763A-50 son reactivos que siguen una adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20a edición, 4500-P C, método del ácido vanadomolibdofosfórico para la determinación de fósforo reactivo de alto intervalo utilizando un fotómetro de mesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada caja.

ESPECIFICACIONES

Paquete	Viales
---------	--------

Cantidad	50 viales (49 pruebas)
Intervalo	0.0 a 32.6 mg/L de fósforo
Resolución	0.1 mg/l
Exactitud	± 0.5 mg/L o ± 5% de la lectura @ 25 °C, la que sea mayor
Color de Identificación del Vial	Verde
Aplicaciones	Ambiental, industrial, análisis de agua, tratamiento de aguas residuales
Método	Adaptación de los métodos estándar para el análisis de agua potable y agua residual, 20a edición, 4500-P C, método del ácido vanadomolibdofosfórico

ACCESORIOS

• CARACTERÍSTICAS:

- Reactivos preparados para facilitar su uso
- Preparado con productos químicos de alta pureza
- Marcado con fecha de caducidad y número de lote

El kit de reactivos HI93763A-50 contiene 50 viales listos para usar del código HI93763A-0. Estos reactivos de alta calidad siguen una adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20a edición, 4500-P C, método del ácido vanadomolibdofosfórico. En este método la reacción entre el ortofosfato y el reactivo provoca un color amarillo en la muestra. La cantidad de fósforo se mide entonces colorimétricamente. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible y la concentración se muestra en mg/L (ppm) de fósforo. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un intervalo esperado de 0.00 a 32.6 mg/L (ppm) de fósforo.

Los frascos de Hanna contienen reactivos predosificados de modo que el usuario simplemente necesita agregar una pequeña cantidad de la muestra para determinar la concentración. Con los viales previamente dosificados, el tiempo de preparación de la prueba se reduce drásticamente y no hay un proceso de preparación de reactivos que requiera mucho tiempo o la limpieza de material de vidrio. Los viales y las tapas de los reactivos han sido diseñados para evitar derrames accidentales. Debido a que los reactivos vienen predosificados, la cantidad de químicos y el tiempo de manipulación también se minimizan.

CÓMO PEDIR

Los HI93763A-50 son reactivos que siguen una adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 20a edición, 4500-P C, método del ácido vanadomolibdofosfórico para la determinación de fósforo reactivo de alto intervalo utilizando un fotómetro de mesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada caja.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/reactivos-para-cloro-libre-y-total-de-rango-alto-300-pruebas-hi93734-03/>