

Tester de pH para Queso – HI981032

SKU: HI 981032

RESUMEN

Diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH durante el proceso de elaboración del queso, el Tester de pH para Queso HI981032 está diseñado para medición directa. La sonda incorporada presenta una unión abierta, una punta de vidrio cónica a baja temperatura y un cuerpo de PVDF apto para alimentos, lo que la hace ideal para medir el pH de casi todos los tipos de quesos y cuajada.

- Precisión de ± 0.05 pH
- Viene con todas las soluciones y baterías necesarias, todo lo que necesita para comenzar a medir de inmediato.
- Electrodo especializado para el control puntual del pH durante el proceso de elaboración del queso.

DESCRIPCIÓN

Diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH durante el proceso de elaboración del queso, el Tester de pH para queso **HI981032** está diseñado para medición directa. La sonda incorporada presenta una unión abierta, una punta de vidrio cónica a baja temperatura y un cuerpo de PVDF apto para alimentos, lo que la hace ideal para medir el pH de casi todos los tipos de quesos y cuajada.

ESPECIFICACIONES

Rango de pH	0.00 a 12.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH	±0.05 pH @ 25 °C / 77 °F
Calibración de pH	Automática en uno o dos puntos con soluciones estándar disponibles (pH 4.01 y 7.01)
Electrodo de pH	Electrodo de pH con punta cónica y unión abierta
Apagado automático	Seleccionable por el usuario
Tipo de batería/duración	Batería de iones de litio CR2032 (1) / aproximadamente 1000 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máxima de un 95%
Dimensiones	50 x 129 x 21 mm (2 x 5.1 x 0.9")
Peso	40 g (1.4 oz.)

ACCESORIOS

- **HI7007L** Solución de calibración pH 7.01, 500 ml
- **HI7004L** Solución de calibración pH 4.01, 500 ml
- **HI7010L** Solución de calibración pH 10.01, 500 ml
- **HI70300L** Solución de almacenamiento, 500 ml
- **HI70642L** Solución de limpieza para depósitos de queso, 500 ml
- **HI70641L** Solución de limpieza para productos lácteos, 500 ml

CÓMO PEDIR

El **HI981032** se entrega con el electrodo de pH para quesos incorporado, (2) sachet de solución buffer 4.01 pH **HI70004**, (2) sachet de solución buffer 7.01 pH **HI70007**, (2) sachet solución de limpieza para el electrodo (solución para depósitos de queso) **HI700642**, (13 ml) solución de almacenamiento **HI9072**, manual de instrucciones, certificado de calidad del instrumento, y maletín plástico de transporte.

