

Tester de pH inalámbrico HALO2 para Carne

SKU: HI 9810452



RESUMEN

Preciso y fácil de usar, el Tester de pH Inalámbrico HALO2 es ideal para medir el pH durante el procesamiento de carne. El HI9810452 se puede usar como un medidor de pH independiente o se puede conectar a la aplicación Hanna Lab

DESCRIPCIÓN

El **H9810452** es un medidor de pH inalámbrico profesional, de la familia **HALO2** de HANNA Instruments. Preciso y fácil de usar, el **H9810452** es ideal para medir el pH en el procesamiento de carne, diseñado para usarse junto con la cuchilla **FC097**, gracias a su diseño roscado al final de la aleación de la sonda. La cuchilla en acero inoxidable de alta calidad, es vendida por separado.

Especificaciones técnicas

Rango de pH	0.00 a 12.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH (@ 25°C)	± 0.05 pH
Calibración de pH	Automático, en 3 o 4 puntos.
Compensación de temperatura	Automática (0 a 50° C) o manual

Características generales

Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado.
Tipo de batería / Vida útil	CR2032 Li-ion / Aproximadamente 1000 horas de uso continuo, con modo bluetooth 500 horas.
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR 95% máx.
Compatibilidad / Requisitos del sistema	Android: compatible con la mayoría de los dispositivos equipados con tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) y con Android 6.0 ó posterior. El permiso de ubicación debe estar habilitado en el dispositivo. El Halo2 tiene una versión Bluetooth 5.0 por lo que se puede conectar a cualquier dispositivo que tenga la versión Bluetooth 5.0 o anterior. Para IOS, la app funciona con la versión 12.0 o posterior.

Descargar información	La aplicación HANNA Lab está disponible gratis en Play Store o App Store.

ACCESORIOS

Accesorios: **FC097**

- Cuchilla para carne de acero inoxidable (con junta tórica)
- **HI70004P** Solución tampón pH 4.01, sobre de 20 ml (25 uds.)
- **HI70007P** Solución tampón pH 7.01, sobre de 20 ml (25 uds.)
- **HI70630L** Solución de limpieza de electrodos ácidos para grasas y grasas cárnicas, 500 ml.
- **HI700630P** Solución limpiadora de electrodos ácidos para grasas y grasas cárnicas, bolsita de 20 ml (25 uds.)
- **HI70631L** Solución de limpieza de electrodos alcalina para grasas y grasas cárnicas, 500 ml.
- **HI70632L** Solución de limpieza y desinfección para hemoderivados, 500 ml.
- **HI9071** Electrolito puente gelificado, 30 ml.
- **HI70300M** Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORP, 230 ml.
- **HI70300P** Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORP, bolsita de 20 ml (25 uds.)

CÓMO PEDIR

El **H9810452** se suministra con un kit de inicio que incluye: Solución estándar de pH 4,01, sobres de 20 ml (2 uds.), Solución estándar de pH 7,01, sobres de 20 ml (2 uds.), Solución de limpieza de electrodos para aceites y grasas de carne, sobres de 20 ml (2 uds.), Solución de almacenamiento para electrodos, Frasco cuentagotas de 13 ml (1 ud.), Solución de electrolito en gel, Frasco cuentagotas de 13 ml (1 ud.), Batería de litio 3V - CR2032, Certificado de calidad del instrumento y Manual de instrucciones.