

Reactivos para Checker® HC de Níquel Rango Alto (25 Pruebas) – HI726-25

SKU: HI 726-25



RESUMEN

Los HI726-25 son los reactivos de reemplazo para el Checker® HC de Níquel Rango Alto HI726. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar el uso
- Preparados con productos químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los **HI726-25** son los reactivos de reemplazo para el **HI726** níquel rango alto Checker® HC. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada paquete para su trazabilidad.

ESPECIFICACIONES

Los **HI726-25** son reactivos de alta calidad que se miden previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con su níquel rango alto Checker® HC. Estos reactivos siguen una adaptación del método fotométrico en el que la reacción entre el níquel y el reactivo provoca un tinte azul en la muestra. Simplemente agregando el paquete de reactivo **HI726-25** a la muestra, la reacción tendrá lugar y el **HI726** determinará la concentración a partir del color que se produce. Los resultados se mostrarán en g/L de níquel. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de 0,00 a 7,00 g/L de níquel.

-**Reactivos prefabricados para facilitar su uso.**

-**Preparado con productos químicos de alta pureza.**

-**Marcado con fecha de caducidad y número de lote para trazabilidad.**

ACCESORIOS

Reactivos Checker de alto rango de níquel (25 pruebas), HI726-25, HI 726-25, HI726, 25

CÓMO PEDIR

Los HI726-25 son los reactivos de reemplazo para el HI726 Níquel Rango Alto Checker® HC. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada paquete para su trazabilidad.

