

Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas de Sulfato (100 Pruebas) – HI38000-10

SKU: HI 38000-10



RESUMEN

Los HI38000-10 son reactivos para la determinación turbidimétrica de sulfato con el Kit de Pruebas para Sulfato HI38000. Hay suficientes reactivos para 100 pruebas para el kit de pruebas de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella y sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI38000-10 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones de sulfato rápidas y precisas con el kit de pruebas químicas. Estos reactivos siguen el método turbidimétrico de cloruro de bario para determinar la concentración de sulfato.

Para la determinación del sulfato, se agrega el reactivo de cloruro de bario a una muestra acidificada. La reacción entre los iones sulfato y el reactivo crea una suspensión de sulfato de bario. El tubo de ensayo de vidrio suministrado se llena lentamente con la muestra reaccionada. Cuando el punto de indicación negro en la parte inferior del tubo de ensayo ya no es visible, el nivel de líquido en el tubo de ensayo indica la concentración de sulfato en mg / L (ppm). Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango de sulfato esperado de 20 a 30 mg/L y 30 a 100 mg/L.

ESPECIFICACIONES

Peso	0,27 kg
Marca	BeerLine
Brand	BeerLine