


Reactivos para Checker HC de Amoníaco Marino (25 pruebas) – HI784-25

SKU: HI 784-25

RESUMEN



Los Reactivos para Checker HC (Colorímetro Portátil) para Amoníaco Marino HI784-25 son reactivos de alta calidad para usar con el Checker HC de Amoníaco Marino (ppm) HI784. Los reactivos están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Preparados con productos químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

El HI 784-25 incluye los tres reactivos de reemplazo necesarios para el Marine Ammonia Checker® HC - HI 784. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Preparado con productos químicos de alta pureza.
- Marcado con fecha de caducidad y número de lote para trazabilidad
- Reactivos Marine Ammonia Checker® (25 pruebas)

Los HI 784-25 son reactivos de alta calidad que se miden previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con su Marine Ammonia Checker® HC . Estos reactivos siguen el método colorimétrico de los salicilatos. La reacción entre el amoníaco, el amonio y el reactivo provoca un tinte azul verdoso en la muestra. Al agregar el Reactivo A HI784A-0, HI 784B-0 y HI784C-0 a la muestra, la reacción tendrá lugar y el HI 784 determinará la concentración a partir del color producido. Los resultados se mostrarán en ppm de amoníaco. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras de agua salada que tienen un rango esperado de 0,00 a 2,50 ppm.

ESPECIFICACIONES

Referencia	HI 784-25
Nombre del producto	Reactivos Marine Ammonia Checker®
Cantidad de test	(25 pruebas)

ACCESORIOS

El HI 784-25 incluye los tres reactivos de reemplazo necesarios para el Marine Ammonia Checker® HC - HI 784. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada paquete para su trazabilidad.