

# Reactivos de Amoníaco de Rango Medio (100 pruebas) – HI93715-01

SKU: HI 93715-01

## RESUMEN

Los HI93715-01 son reactivos para la determinación colorimétrica del amoníaco. Contiene suficientes reactivos para 100 pruebas y son para utilizar con los fotómetros compatibles de mesa y portátiles de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada botella para la trazabilidad.

**Reactivos preparados para facilitar su uso**

**Preparados con productos químicos de alta pureza**

**Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad**

## DESCRIPCIÓN

Los **HI93715-01** son reactivos para la determinación colorimétrica del amoníaco. Contiene suficientes reactivos para 100 pruebas y son para utilizar con los fotómetros compatibles de mesa y portátiles de HANNA. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de caducidad en cada botella para la trazabilidad.

## ESPECIFICACIONES

---

<b>Envase</b>	Frascos cuentagotas "A" y "B"
<b>Cantidad de análisis</b>	100 pruebas
<b>Método</b>	Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-93, Método Nessler. La reacción entre el amoníaco y los reactivos causa un tinte amarillo en la muestra.

## ACCESORIOS

---

Los **HI93715-01** son reactivos de alta calidad que se suministran preparados, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen el método de Nessler en el que la reacción entre el amoníaco y el reactivo provoca un cambio de color en la muestra. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible y la concentración se mostrará en mg/l (ppm) como amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) o nitrógeno amoniacal ( $\text{NH}_3\text{-N}$ ). Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 9.99 mg/L de amoníaco.

**-Reactivos preparados para facilitar su uso.**

**-Preparados con productos químicos de alta pureza.**

**-Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad.**

## CÓMO PEDIR

---

Reactivo, líquido, amonio, rango, medio, 0,00 a 9,99 mg/L  $\text{NH}_3\text{-N}$ , HI93715-01, HI 93715-01, 93715-01, fotometro,