

Reactivos para Fosfato Rango Alto (300 pruebas) – HI93717-03

SKU: HI 93717-03

RESUMEN

Los HI93717-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de fosfato. Hay suficientes reactivos para 300 pruebas para ser utilizados con un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella y sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI93717 son reactivos colorimétricos para la determinación de fosfato. Existen suficientes reactivos para 100 test para ser usados con un fotómetro compatible. Estos reactivos de alta calidad se desarrollan en nuestra fábrica especializada y están claramente marcadas con el número de lote y fecha de expiración para mayor trazabilidad.

- Reactivos prediseñados fáciles de usar
- Preparados con químicos de alta calidad
- Marcados con fecha de expiración y número de lote

ESPECIFICACIONES

Cantidad	Referencia
100 pruebas	HI93717-01
300 pruebas	HI93717-03

ACCESORIOS

- HI 83300 Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de pH
- HI 83303 Fotómetro Multiparámetro para Acuicultura y Medidor de pH
- HI 83305 Fotómetro Multiparámetro para Torres de Enfriamiento y Calderas con Medidor de pH
- HI 83306 Fotómetro Multiparámetro para Análisis Ambiental y Medidor de pH
- HI 83308 Fotómetro Multiparámetro para Acondicionamiento de Agua y Medidor de pH
- HI 83325 Fotómetro Multiparámetro para Análisis de Nutrientes y Medidor de pH
- HI 83399 Fotómetro Multiparámetro para Aguas y Aguas Residuales con Medidor de pH
- HI 97717 Fotómetro Multiparámetro para Fósforo
- HI 96717 Fotómetro Portátil de Fósforo Rango Alto

CÓMO PEDIR

Los HI93717 son reactivos pre-dosificados de alta calidad que permiten al usuario realizar mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estas utilizan una adaptación del método de aminoácidos Estándar Methods for examination of water and wastewater 18th edition. La reacción entre el fósforo y los reactivos causará una coloración azul en la muestra. La reacción tomará lugar al agregar los reactivos y puede evaluarse usando uno de los fotómetros compatibles. Los resultados se mostrarán en mg/L de fósforo (PO₄³⁻). Estos reactivos están diseñados para usarse en un rango esperado de fósforo de entre 0.0 a 30.0 mg/L.