

Solución de Limpieza de Cubetas (230 mL) – HI93703- 50

SKU: HI 93703-50

RESUMEN

El HI93703-50 es una solución de limpieza a base de alcohol para cubetas y viales utilizados en fotómetros y medidores de turbidez. Esta solución antiestática garantiza que la cubeta de vidrio utilizada para las mediciones colorimétricas y turbidimétricas permanezca limpia y libre de imperfecciones.

Antiestática

Sello hermético

Marcada con número de lote y fecha de vencimiento

DESCRIPCIÓN

El HI93703-50 es una solución de limpieza a base de alcohol para cubetas y viales utilizados en fotómetros y medidores de turbidez. Esta solución antiestática garantiza que la cubeta de vidrio utilizada para las mediciones colorimétricas y turbidimétricas permanezca limpia y libre de imperfecciones.

- Antiestática

- Sello hermético
- Marcada con número de lote y fecha de vencimiento

ESPECIFICACIONES

Código	HI93703-50
Nombre producto	Solución de Limpieza de Cubetas (230 mL) - HI93703-50
Certificado de Análisis	No
Envase	Botella
Tamaño	230 mL

ACCESORIOS

La cubeta de vidrio es un componente importante del sistema óptico en todas las mediciones colorimétricas y turbidimétricas. La luz llega a la muestra al pasar primero a través del vidrio de la cubeta. Según la muestra, la luz se absorbe, transmite o dispersa. Como resultado, la medición puede verse afectada si el vidrio de la cubeta tiene imperfecciones, suciedad, polvo, arañazos o huellas dactilares.

Se debe tener especial cuidado al limpiar, preparar y manipular la cubeta. Después de lavar con la solución de limpieza antiestática HI93703-50, las cubetas deben enjuagarse bien varias veces con agua destilada o desionizada y dejar secar por completo al aire.

Formulación antiestática

La solución a base de alcohol limpiará el vidrio y no dejará ninguna neblina. La formulación antiestática ayuda a evitar que cualquier pelusa se pegue al vidrio que está limpio.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

Las soluciones de limpieza Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir.

cubetas,limpieza,Solución