

Solución Amortiguadora de Sulfuro Antioxidante (SAOB) para ISEs de Sulfuro – HI4015-00

SKU: HI 4015-00

RESUMEN

La HI4015-00 es una solución estándar para usar con electrodos de ion selectivo de plata/sulfuro. Hay dos componentes que componen la HI4015-00: Una botella de 500 mL de Reactivo de SAOB A y una botella de 18 g de Reactivo de SAOB B.

Las soluciones de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Requerida para mediciones de sulfuro

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de caducidad impresos en la etiqueta

DESCRIPCIÓN

RSA (regulador de sulfuro antioxidante) botella de 500 mL + 18g, 2 componentes

Los ajustadores de fuerza iónicos (ISA en inglés) de HANNA están formulados para proporcionar una fuerza constante iónica en las muestras al igual que en los parámetros, así se permite la concentración, más que en las actividades de medida que se debe hacer. En algunos casos los ISA ajustan el pH y eliminan los efectos de matriz.

ESPECIFICACIONES

fuerza,actividades,medida,debe,concentración,permite,hacer,eliminan,efectos,matriz,algunos,casos,ajustan,parámetros,regulador,

ACCESORIOS

RSA (regulador de sulfuro antioxidante) botella de 500 mL + 18g, 2 componentes Los ajustadores de fuerza iónicos (ISA en inglés) de HANNA están formulados para proporcionar una fuerza constante iónica en las muestras al igual que en los parámetros, así se permite la concentración, más que en las actividades de medida que se debe hacer. En algunos casos los ISA ajustan el pH y eliminan los efectos de matriz.