

Kit de Reactivos para Análisis de Ácido Tartárico (20 pruebas) – HI83748-20

SKU: HI 83748-20

RESUMEN

Los HI83748-20 son reactivos para la determinación colorimétrica de la concentración de ácido tartárico en el vino utilizando el fotómetro HI83748. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de vanguardia y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI83748-20 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos reaccionan con el ácido tartárico presente en el vino, causando un color rojo anaranjado en la muestra. Después de agregar 5 mL de HI83748A-0 a un vial que contiene la muestra de vino, el medidor se pone a cero antes de agregar seis gotas de HI83748B-0. Luego se produce una reacción y el fotómetro HI83748 determina la concentración de ácido tartárico del color que se produce. Los resultados se mostrarán en g/L (ppt). Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.0 a 5.0 g/L (ppt) de ácido tartárico.