

Solución Estándar de Fluoruro de 10 ppm para ISE con TISAB II – HI4010-10

SKU: HI 4010-10

RESUMEN

El HI4010-10 es un frasco de 500 mL de solución estándar de fluoruro de 10 ppm (mg/L) de calidad superior que se premezcla con el ajustador de fuerza iónica TISAB II.

Estándar de fluoruro de 10 ppm (mg/L) con TISAB II

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de vencimiento impresos en cada etiqueta

DESCRIPCIÓN

estándar de flúor 10 mg/L (ppm) premezclado con TISAB ii 500 mL

Nuestra amplia selección de estándares HANNA ISE son hechos y embotellados en nuestras propias instalaciones. Los estándares ISE se requieren para medidas directas e incrementos en las técnicas de medidas y que están disponibles con certificado de análisis.

ESPECIFICACIONES

estándares,medidas,estándar,directas,para,requieren,incrementos,certificado,análisis,disponibles,están,técnicas,instalaciones,propias,amplia,selección,Nues

ACCESORIOS

estándar de flúor 10 mg/L (ppm) premezclado con TISAB ii 500 mL Nuestra amplia selección de estándares HANNA ISE son hechos y embotellados en nuestras propias instalaciones. Los estándares ISE se requieren para medidas directas e incrementos en las técnicas de medidas y que están disponibles con certificado de análisis.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/solucion-estandar-de-fluoruro-de-10-ppm-para-ise-con-tisab-ii-hi4010-10/>