

Solución Estándar de Fluoruro de 2 ppm con TISAB II para ISE – HI4010-12

SKU: HI 4010-12

RESUMEN

La HI4010-12 es una botella de 500 ml de solución estándar de fluoruro de 2 ppm (mg/L) de calidad superior que se pre mezcla con el ajustador de fuerza iónica TISAB II.

Los estándares ISE de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para tener una vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Solución estándar de fluoruro de 2 ppm (mg/L) con TISAB II

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de vencimiento impresos en cada etiqueta

DESCRIPCIÓN

estándar de flúor 2 mg/L (ppm) premezclado con TISAB ii 500 mL

Nuestra amplia selección de estándares HANNA ISE son hechos y embotellados en nuestras propias instalaciones. Los estándares ISE se requieren para medidas directas e incrementos en las técnicas de medidas y que están disponibles con certificado de análisis.

ESPECIFICACIONES

estándares,medidas,estándar,directas,para,requieren,incrementos,certificado,análisis,disponibles,están,técnicas,

ACCESORIOS

estándar de flúor 2 mg/L (ppm) premezclado con TISAB ii 500 mL Nuestra amplia selección de estándares HANNA ISE son hechos y embotellados en nuestras propias instalaciones. Los estándares ISE se requieren para medidas directas e incrementos en las técnicas de medidas y que están disponibles con certificado de análisis.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/solucion-estandar-de-fluoruro-de-2-ppm-con-tisab-ii-para-ise-hi4010-12/>