

Ajustador de Fuerza Iónica (ISA) para ISEs de Haluros – HI4000-00

SKU: HI 4000-00

RESUMEN

La HI4000-00 es una botella de 500 ml de solución de ajuste de la fuerza iónica (ISA) para ser utilizada con electrodos de iones selectivos de bromuro, cadmio, cloruro, cobre, yoduro y plata/sulfuro.

Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Requerida para mediciones de ISE de haluros

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de vencimiento claramente marcados

DESCRIPCIÓN

ISA para ISE's hálidos botella 500 mL

Los ajustadores de fuerza iónicos (ISA en inglés) de HANNA están formulados para proporcionar una fuerza constante iónica en las muestras al igual que en los parámetros, así se permite la concentración, más que en las actividades de medida que se debe hacer. En algunos casos los ISA ajustan el pH y eliminan los efectos de matriz.

ESPECIFICACIONES

para,fuerza,medida,actividades,permite,debe,concentración,algunos,eliminan,efectos,matriz,casos,ajustan,hacer,ajustadores,iónicos,botella,hálidos,inglés,HA

ACCESORIOS

ISA para ISE's hálidos botella 500 mL Los ajustadores de fuerza iónicos (ISA en inglés) de HANNA están formulados para proporcionar una fuerza constante iónica en las muestras al igual que en los parámetros, así se permite la concentración, más que en las actividades de medida que se debe hacer. En algunos casos los ISA ajustan el pH y eliminan los efectos de matriz.